

ELEKTRONSKA SPINSKA REZONANCA (ESR)

Za spektroskopijo z elektronsko spinsko resonanco se pogosto uporabljata sinonimna izraza: elektronska paramagnetna resonanca (EPR) ali elektronska magnetna resonanca (EMR). Magnetna resonančna spektroskopija se imenuje, ker merimo prehod med energijskimi nivoji prostih elektronov v magnetnem polju. Osnovni principi so podobni kot pri jedrski magnetni resonanci (NMR), le da so pri elektronski resonanci frekvence prehodov mnogo višje, večinoma se dela v mikrovalovnem frekvenčnem področju (do 30 GHz). Zanimivi so pa tudi poizkusi pri nižjih frekvencah in odgovarjajočem nižjem magnetnem polju.

ESR se uporablja za študij prostih radikalov pri kemičnih reakcijah pa tudi pri stabilnih spojinah. EPR signal dajo paramagnetne soli; poogleneli materiali, nekateri polimeri; zlasti pa je uporabna za študij strukturnih defektov v kristalih (F in V centri).

NAPACEN!

Elektron je delec s spinom  $S = 1/2$  in ima magnetni moment, katerega velikost bi bila po "klasični teoriji" en Bohr-ov magneton  $\beta$  ( $\beta = eh/2mc = 9,273 \cdot 10^{-27} \text{ Am}^2$ ) - kjer je:  $e$  osnovni naboj elektrona;  $h$  Planck-ova konstanta;  $m$  masa elektrona in  $c$  svetlobna hitrost. V zunanjem magnetnem polju  $B_0$  sta možni dve orientaciji; paralelno polje ( $m_s = 1/2$ ) in antiparalelno polje ( $m_s = -1/2$ ) ( $m_s$  je magnetno kvantno število). Med tema dvema stanjema je energijska razlika  $\Delta E$ :

$$\Delta E = E_{+1/2} - E_{-1/2} = g \cdot \beta \cdot B_0$$

kjer je  $g$  Lande-jev faktor in je za prost elektron enak 2 (oziroma bolj natančno  $g=2,0023193$  zaradi relativističnih efektov).  $g$ -faktor secer zavisi se od kemične vezave in elektronskega okolja. Prehode med tema nivojema lahko vzbujamo z elektromagnetnim

(sevanjem), katerega frekvenca izpolnjuje pogoj: (velja izbirno pravilo  $s_{ms} = \pm 1$ )

$$\Delta E = g \beta B_0 = h\nu \quad (\text{h-Planck-ova konst.})$$

Tako dobimo zvezo med frekvenco in resonančno vrednostjo magnetnega polja. Resonančna frekvenca je torej funkcija magnetne poljske gostote  $B_0$ , za prost elektron dobimo razmerje  $\nu/B_0 = 28,026 \text{ GHz/Tesla}$ . (Za primer protonske jedrske magnetne resonance so resonančne frekvence približno 650-krat nižje;  $\nu_{NMR}/B_0 = \frac{42,5}{650} \text{ MHz/Tesla}$ ).

Energijska razlika  $\Delta E$  je razmeroma majhna v primeru z vidno ali infrardečno spektroskopijo, zato so signali precej šibki. Relativna populacija obeh energijskih nivojev ločenih z energijsko razliko  $\Delta E$  je dana z Boltzmann-ovo porazdelitvijo:

$$\frac{n_2}{n_1} = \exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right) = \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right)$$

kjer je:  $k$  - Boltzmannova konstanta ( $k=1,3910^{-23} \text{ J/sT}$ ) in  $T$  absolutna temperatura.

N.pr. Pri frekvenci  $\nu = 100 \text{ MHz}$  in sobni temperaturi je relativna razlika  $\frac{n_2 - n_1}{n_1} \approx 2 \cdot 10^{-5}$ . Neto absorbcija radiacije in s tem občutljivost zavisi od razlike populacij  $n_2 - n_1 = \Delta n$ ; torej čim višja je frekvenca in z njo magnetno polje, tem večja je občutljivost. Zaradi interakcij elektrona s kristalno mrežo, z drugimi elektroni ali jedri, resonančne črte niso ostre ampak razširjene ali razcepljene.

### Aparatura

Vzorec DPPH se nahaja v tuljavi resonančnega kroga regenerativnega oscilatorja. Ko doseže zunanje magnetno polje  $B_0$  vrednost, ki izpolnjuje resonančni pogoj nastopi absorbcija visokofrekvenčnega valovanja ( $Q$  - faktor nihajnega kroga se zniža) in amplituda oscilacij oscilatorja pade. Usmerimo jih z diodo in opazujemo na osciloskopu. Precej olajšamo merjenje z modulacijo magnetnega polja, amplituda le te je mnogo

DPPH Diphenyl Picryl Hydrazin

manjša od statične komponente polja (slika 2), frekvenco izberemo primerno, n.pr. 215 Hz. Dvakrat v periodi polje preide resonančno točko in absorpcijski signal se pojavi na osciloskopu. To velja, če je amplituda modulacije večja od širine črte. Običajna pa je manjša, v tem primeru dobimo signal modulacijske frekvence, katerega amplituda je proporcionalna odvodu absorpcijske črte v odvisnosti od statične komponente polja. Signal, ki ga opazujemo na osciloskopu, je šibek in le malo izstopa iz šuma. Da izboljšamo razmerje signala proti šumu, uporabimo fazni detektor.

Fazni detektor lahko uporabljamo pri merjenjih, kjer je na razpolago referenčni signal  $U_r = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ . V našem primeru je to napetost, ki napaja modulacijske tuljave. Signal  $U_s = A(t) \cos \omega t$  je usmerjen izhod regenerativnega oscilatorja delno prekrit s šumom in iste frekvence  $\omega$ ; med njima je fazna razlika  $\varphi$ . Osnova delovanja faznega detektorja je, da napravi produkt obeh signalov kot analogni množilec:

$$U_{out} = U_{ref} \cdot U_{sign} = A(t) \cos(\omega t + \varphi) \cos \omega t \quad U_0 = 1$$

$$A(t) \frac{1}{2} [\cos \varphi + \cos(2\omega t + \varphi)]$$

Vidimo, da nosilna frekvenca signala  $A(t)$  ni več  $\omega$  ampak nič. Če izhodni signal filtriramo z RC filtrom, člen z  $2\omega$  odpade in tudi vse komponente v  $A(t)$  s frekvenco večje od  $1/RC$ . Tipična vrednost  $RC$  je 1s; torej fazni detektor prepušča frekvenčni pas širine 1 Hz okrog modulacijske frekvence  $\omega$ . Izhod regenerativnega oscilatorja ima frekvenčno širino nekaj kilohertzov (to opazujemo na osciloskopu). Teoretsko izboljšanje razmerja signala proti šumu:

$$\frac{\left(\frac{S}{N}\right)_{fazni det.}}{\left(\frac{S}{N}\right)_{reg. osc.}} = \sqrt{\frac{(\Delta f)_{f.d.}}{(\Delta f)_{osc.}}} \approx 50$$

Naloga:

- Z DPPH vzorcem kot merjencem določi g-faktor prostega elektrona in razmerje  $B/\nu r$ .
- Izmeri širino absorpcijske črte.







Diagram energijskih nivojev  
prostega elektrona v  
magnetnem polju




ESR absorpcija r.f. energije v  
odvisnosti magnetnega polja



Amplitudi ESR signala na  
izhodu detektorja je  
proporcionalna odvodu  
absorbcijske črte



(Slika 1.)



Magnetno polje  $B$  sestoji  
iz istosmerne komponente  
 $B_{\pm}$  in izmenične  $B$ ,  
tako, da je  $B = B_{\pm} + B$ .  
 $B_{\pm}$  spreminjamo s tokom,  
ki napaja elektromagnet.

Slika 2

Navodilo:

- A) Izmeri frekvenco regenerativnega oscilatorja tako, da opazuješ na osciloskopu bibanje, ki ga povzroči drug oscilator z znano frekvenco. (okrog 90 MHz).

Izračunaj magnetno poljsko gostoto tuljave po formuli

$$B_0 = \frac{\mu_0 n I}{d}$$

kjer je  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ ,  $n = 1557$  (število ovojev),  $d$  - diagonala tuljave m I tok skozi tuljavo ( $I \approx 300$  mA).

- B) Izmeri s faznim detektorjem odvod absorpcijske črte tako, da spreminjaš tok I v majhnih korakih in odčitavaš izhod faznega detektorja. Širina absorpcijske črte je  $\Delta B$  definirana kot razmik med ekstremoma odvoda.

